

INFUSIONSSTÄNDER aus Edelstahl und Aluminium




... mehr als eine
intelligente Lösung!

SICHERHEITS-INFUSIONSSTÄNDER

Geeignet für die Befestigung von Infusiomaten, Perfusoren und ULF SYSTEMS Zubehör.
Alle Infusionsständer und Stative mit Kapselung.

INFUSIONSSTÄNDER Mod. SPARTAN

Standard für alle Stationsbereiche



5-Fußgestell, 5 Rollen, **Durchm. 5 cm**,
2 davon axial gebremst, elektrisch
leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse
Metall. Gesamt-Gewicht: 4,6 kg.

Best. Nr. 51510

Dto. wie oben, jedoch mit **Rollen 7,5
cm** Durchmesser. Gesamt-Gewicht des
Infusionsständers: 5,1 kg.


Best. Nr. 51515

Ausführung mit Höhenverstellung mit
Sterngriffklemmung, Aluteile farblos
eloxiert.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm
Durchmesser, oberes Rohr 18 mm, mit
4-fach Aufhängekreuz. Länge Ge-
samtauszug: 2,15 m, Tragkraft 10 kg.

INFUSIONSSTÄNDER Mod. PUR

Standard für alle Stationsbereiche



5-Fußgestell, 5 Rollen, **Durchm. 5 cm**,
2 davon axial gebremst, elektrisch
leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse
Metall. Gesamt-Gewicht: 4,6 kg.

Best. Nr. 51550

Dto. wie oben, jedoch mit **Rollen 7,5
cm** Durchmesser. Gesamt-Gewicht des
Infusionsständers: 5,1 kg.

Best. Nr. 51554

Ausführung mit aufwendiger Spann-
zangen-Höhenverstellung, Aluteile
wahlweise in 5 Farben gepulvert.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm
Durchmesser, oberes Rohr 18 mm, mit
4-fach Aufhängekreuz. Länge Ge-
samtauszug: 2,15 m, Tragkraft 10 kg.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann das untere Standrohr (25 mm D) bei Mod. SPARTAN und PUR auch in 20 cm längerer Ausführung geliefert werden. Besonders empfehlenswert bei der Befestigung von Perfusoren, Infusiomaten und Zubehörteilen.

ULF SYSTEMS GERÄTESTATIVE

Gerätestativ Mod. SPARTAN



5-Fußgestell, 2 Rollen
axial gebremst, elektr.
leitfähig, 50 mm Durch-
messer, mit Kapselung,
Stativstange **Höhe
1,20 m**.

Best. Nr. 51500

Farblos eloxiert.

Durchmesser Rohr: 25 mm.
Durchmesser Rollen: 50 mm.

Gerätestativ Mod. INFUSIO



5-Fußgestell, 2 Rollen
axial gebremst, elektr.
leitfähig, mit Spann-
zange und Kapselung,
Stativstange **Höhe
1,20 m**.

Best. Nr. 51519

Fahrstativ Hygiene Center

Ausstattung wie oben,
jedoch **1,50 m hoch**.
Best. Nr. 51520

Durchmesser Rohr: 25 mm.
Durchmesser Rollen: 75 mm.

Gerätestativ Mod. MAMMUT


Ausstattung wie
Infusioativ, jedoch
Stativrohr mit 30 mm
Durchm., **Höhe 1,20 m**.
Best. Nr. 51820

Ausstattung wie oben,
jedoch **1,60 m hoch**.
Best. Nr. 51821



Infusio und Mammut-
stative lieferbar in 5
Farben.

AUF WUNSCH SONDERLÄNGEN MÖGLICH!



... mehr als eine
intelligente Lösung!

INFUSIONSSTÄNDER INFUSIO UND MAMMUT aus Edelstahl und Aluminium

INFUSIONSSTÄNDER mit aufwändiger Spannzange, besonders geeignet für Perfusoren, Infusiomaten und Kleinkomponenten.

SICHERHEITSSTÄNDER für alle Einsatzbereiche



Oben: Modell INFUSIO

Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann das untere Standrohr (25 mm Durchmesser) bei Mod. INFUSIO und Mod. PUR auch in 20 cm längerer Ausführung geliefert werden, bei Mod. MAMMUT sind auch Längen von 1,40 und 1,60 m lieferbar.

Besonders bei der Befestigung von Perfusoren, Infusiomaten und Zubehörtteilen empfehlen wir eine längere untere Stativstange, damit die Höhenverstellung sich beim Handling nicht als hinderlich erweist.

Mod. INFUSIO Infusionsständer komplett bestehend aus:

Mod. 51530: 5-Fußgestell, 5 Rollen mit 5 cm Durchmesser, 2 davon axial und vertikal gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz und chromatiertem Metallgehäuse. Infusio-Fußgehäuse mit Spannzange, Gehäuse gekapselt. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 5,5 kg.

Mod. 51544: 5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 davon axial und vertikal gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz und chromatiertem Metallgehäuse. Infusio-Fußgehäuse mit Spannzange, Gehäuse gekapselt. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 6,0 kg.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm Durchmesser, Wandstärke 1,5 mm, oberes Rohr 18 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Maximale Gesamthöhe: 2,15 m.

OP - ANÄSTHESIE - ONKOLOGIE SCHWERLAST-INFUSIONSSTÄNDER



Mod. MAMMUT

5-Fußgestell mit **Spannzange**, Kapselung, 5 Rollen, Durchmesser 75 mm, 2 davon axial gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall. Gesamt-Gewicht: 6,5 kg.

Best. Nr. 51800

Infusionsstange unteres Rohr 30 mm Durchmesser, Länge unteres Rohr 1,20 m, oberes Rohr 18 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Länge Gesamtauszug: 2,30 m.

Optional: extra schwere Ausleger (Fußbeschwerung), 6 kg.

Best. Nr. 51806

Rollen: Aufpreis Durchmesser 100 mm
Best. Nr. 51805

Rollen: V2A Ausführung
Aufpreis: 75 mm Durchmesser
Best. Nr. 70044

Weitere Ausführungen und Zubehör im Haupt-Prospekt Mammut.

Links: Modell MAMMUT