


... mehr als eine
intelligente Lösung!

INFUSIONSSTÄNDER ELEMENTAR

STANDARD-INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM

Preisgünstiger Infusionsständer für Routineeinsatz auf Stationen.

Hohe Patienten- und Anwendersicherheit durch stabile Bauweise.



Optional: E-Hand
Höhenverstellung.



Höhenverstellung
aus Vollaluminium.

Qualitativ hochwertige Rollen
gewährleisten hohen Rollkomfort,
vermindern Kippsituationen und
damit einhergehend Stürze mit
Verletzungsrisiken.



Fußgehäuse aus
Vollaluminium.

- Für Routineeinsatz auf Stationen
- Hochwertige Rollen elektrisch leitfähig
- Materialien aus Aluminium und Edelstahl
- Hohe Kippsicherheit
- Problemlose Ersatzteilbeschaffung
- **Optional gegen Aufpreis:**
E-Hand Höhenverstellung
5 Farben zur Auswahl
Extra-Fußbeschwerung 3,5 kg

INFUSIONSSTÄNDER ELEMENTAR

komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit **5 cm** Durchmesser, 2 davon mit axialer und horizontaler Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall, untere Stativstange 25 mm Durchmesser, 1 m hoch, Gesamthöhe ausgezogen 2,05 m, Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: **3,6 kg**.

Grundauführung farblos eloxiert.

Best. Nr. 60100



Abb. links:
Einhandhöhenverstellung mit
hohem Bedienkomfort, Ausführung
farblos eloxiert.
Best. Nr. 60115

Ohne Abb.:
Fußbeschwerung 3,4 kg.
Best. Nr. 60116



Aufpreis in diesen 5 Farben.
Best. Nr. 60105

Aufpreis: Rollensatz 5 Stück, Durchmesser 75 mm
Best. Nr. 60111

Abb. links zeigt Ausführung ELEMENTAR in Farbe.