

# VERSTELLBARER SPENDER FÜR MUNDSCHUTZ, OP-HAUBEN ETC.

**NEU**

## VARIO RAPID



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

**Verstellbar** für alle Packungsgrößen



### ULF SYSTEMS VARIO RAPID

- Für *diverse* Packungsgrößen
- **Besonders geeignet für OP-Schleusen**
- Sekundenschnelle Verstellbarkeit
- Keine umherliegenden Kartons (Packungen)
- Sichere Entnahme gewährleistet
- Für Wand, Stative und Normschienen
- Unterstützung der Hygieneumsetzung

Spender VARIO RAPID, Ausführung in **Edelstahl**, geeignet für anspruchsvolle Einsätze, zum Beispiel in **OP-Schleusen**.

Für den Einsatz in der interdisziplinären Fläche gibt es den **VARIO RAPID** in der Ausführung **Aluminium gepulvert**.



Abb. oben: **SPENDER VARIO RAPID** Ausführung in **V2A oder gepulvert**.

Abb. links und oben: **SPENDER VARIO RAPID** ist sowohl in der Breite als auch in der Tiefe verstellbar. Dadurch Anpassung an alle derzeit gängigen Packungsgrößen. Verstellbereich von 19 cm bis 31 cm in der Breite und 12,5 cm bis 19,5 cm in der Tiefe.

**ULF SYSTEMS – Funktionen intuitiv nutzen!**



... mehr als eine intelligente Lösung!

# VERSTELLBARER SPENDER VARIO RAPID

## VERSTELLBARER SPENDER VARIO RAPID

Für Wandmontage

Best. Nr. 60350

Für Stative, Infusionsständer etc. bis Rohr-Durchmesser 35 mm

Best. Nr. 60351

Für Normschienen/Wandschienen 10 x 25 cm

Best. Nr. 60352

Aufpreis für alle Ausführungen in Edelstahl gebürstet

Best. Nr. 51487

### Techn. Daten:

Ausführung: Korpus aus Aluminium, gepulvert, Maße: Verstellbar in der Breite von 19 cm bis 31 cm, in der Tiefe von 12,5 cm bis 19,5 cm, Höhe 37 cm.

Lieferbar in 4 Farben: Gelb, rot, blau und hellgrau.

Ausführung in Alu: Gewicht 2,8 kg.



Abb. oben: Rot in Aluminium.

### Spender VARIO RAPID

Packungen mit Mundschutz oder OP-Hauben liegen häufig in Regalen, auf Fenstersimsen oder diversen Ablagen in Krankenhäusern und OP-Zentren. Bei der Entnahme kann die herumliegende Packung zu Boden fallen. Eine damit einhergehende Kontamination ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. In der Regel ist diese Packung dann nicht mehr sicher.

Eine sichere Entnahme auch nur mit einer Hand ist mit einer Spendereinheit gewährleistet.



Für Normschienen



Für Stative



Schnelle Verstellmöglichkeit



Abb. oben: Ausführung in V2A, vorwiegend für den OP-Bereich.



... mehr als eine intelligente Lösung!

### Herstellung und Vertrieb

#### ULF SYSTEMS

Inhaber: Robert Lehmann  
Mitterweg 8, 84048 Mainburg  
Telefon: 0 87 51 / 81 03 22  
Telefax: 0 87 51 / 81 03 21  
E-Mail: info@ulf-systems.de  
Internet: www.ulf-systems.de

Garantie: 3 Jahre



Ausführung: gepulvert in 4 Farben: grau, rot, gelb und blau.

Technische Änderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen sind möglich.  
CE-gekennzeichnet. Eingetragene Warenzeichen ULF SYSTEMS Nr. 39976274