



... mehr als eine
intelligente Lösung!

ZUBEHÖR FÜR INFUSIONSSTÄNDER

TAUSENDFACH BEWÄHRTE SICHERHEIT FÜR PATIENTEN
ULF SYSTEMS VARIO abklappbarer Handgriff mit Einrastautomatik.

Handgriff VARIO - Sicheres Führen!



Abb. links:
Schnelle und **sichere** Handhabung durch Abklappfunktion und Einrastautomatik.

Einfache Handhabung. Bei Nichtgebrauch Sicherungshülse ziehen und abklappen.

Bei Gebrauch Griff anheben bis er einrastet.

- *Ermüdungsfreies und sicheres Schieben des Infusionsständers, vor allem für Kinder, ältere Patienten und frisch Operierte.*
- *Vergrößerung des Abstandes der Patientenfüße zu den Auslegern des Infusionsständers, dadurch Vermeidung von Unfällen durch Stolpern über die Ausleger.*
- *Sicherheit durch **erhebliche Reduzierung** der Kippgefahr (20-Grad-Knick des Handgriffes) bei Auftreffen auf ein Hindernis (Absatz, Türschwelle, Blockieren der Räder etc.).*
- *Passend für Rohrdurchm. von 20 bis 30 mm.*



Handgriff VARIO

Technische Daten: Länge: 33 cm, Gewicht: 400 g, Materialien: Edelstahl/Aluminium, Griffstück aus Kunststoff, abklappbar, passend für Rohrdurchmesser von 20 bis 30 mm.

Best. Nr. 51000

Superstabiler Bügel-Handgriff!

Handgriff VARITROLL

Technische Daten: Länge/Breite: 30 cm, Gewicht: 400 g, Materialien: Edelstahl/Aluminium, Befestigung mit Sterngriff oder Inbusschrauben.

Passend für Rohrdurchmesser von 25 mm: [Best. Nr. 60019](#)

Passend für Rohrdurchmesser von 30 mm: [Best. Nr. 60020](#)



Abb. oben Bügelgriff:

Sehr stabile Ausführung gewährleistet sicheres Führen eines Infusionsständers mit Equipment.

Abb. rechts:

MAMMUT mit VARITROLL Bügelgriff. Hohe Patientensicherheit. Höhe individuell einstellbar.

