



... mehr als eine
intelligente Lösung!

INFUSIO MAMMUT

Infusionsständer Kombinationen

ULF SYSTEMS INFUSIO MAMMUT

Superstabiles Infusionsstativ speziell für Gerätebestückung wie Infusiomaten, Perfusoren etc. Hohe Patienten- und Anwendersicherheit.



Abb. oben:

INFUSIO CENTER MAMMUT

Aufgerüsteter Infusionsständer mit 1,60 m unterer Stativsäule, kpl. mit Teilen aus dem Zubehörprogramm wie oben abgebildet.

Einheit bestehend aus Infusionsständer Mammut, Multistativrahmen, 2 Kombi-Normschienen, 1 Hakenleiste mit 4 Haken, 1 Sterilgutkorb mit Kloben, 1 Satz schwere Ausleger Voll V2A, Rollen Durchmesser 75 mm, V2A.

Best. Nr. 51840

Optional:

Rollen Durchmesser 100 mm, V2A, Satz 5 Stück.

Best. Nr. 51053

ULF MAMMUT, ein Schwerlastständer in sehr stabiler Bauweise.

- Dabei innerhalb von Sekunden individuell ausbaufähig mit dem **ULF SYSTEMS** Zubehörprogramm.
- Abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen im **onkologischen** und **OP-Anästhesiebereich**.
- Alle Teile zentral an einem Ständer als viele Teile dezentral.

Abb. rechts: **Infusionsständer MAMMUT** individuell aufgerüstet.



Abb. links:

MAMMUT TRÄGEREINHEIT Mod. Nr. 51825

komplett bestehend aus:

INFUSIONSSTÄNDER Mod. 51800

5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 mit axialer Fußbremse, mit Fadenschutz, Gehäuse chromatiert, Rollen elektrisch leitfähig, mit Hakenleiste mit 4 Haken, unteres Stativrohr 30 mm Durchmesser, Länge des Stativrohrs: 160 cm.

MULTISTATIVRAHMEN Mod. 51830

Höhe 80 cm, geeignet für Bestückung mit Infusiomaten, Perfusoren etc.



Abb. rechts:

INFUSIONSSTÄNDER MAMMUT KOMBİ DUO

Bestehend aus Infusionsständer Mammut 51800, unteres Standrohr 140 cm, 2 Kombi-Normschienen, 40 cm lang.

Best. Nr. 51810

