


# SECUR UND MEDICUS

## Infusionsständer Kombinationen



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

### RÜSTEN SIE AUF MIT ULF SYSTEMS ZUBEHÖR FÜR KOMBINATIONEN

Je nach Anforderungsprofil bestücken aus dem umfangreichen ULF SYSTEMS Zubehörkatalog.



Abb. links:

#### **KOMBINATION Mod. MEDICUS**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Opelius Maximus Infusionsständer
- 1 Kombi Normschiene
- 1 Varitroll Griffbügel
- 1 Sterilgutkorb B/T/H 30 x 20 x 10 cm
- 1 Securpot Elektroleiste 6-fach mit Potentialausgleichs-Anschluß

Best. Nr. 60025

**Selbstverständlich** können Sie die Bestückung auch individuell gestalten.

Abb. rechts:

Sekundenschnelle Befestigung der Securpot Elektroleiste an Röhren von 18 bis 35 mm Durchmesser. Auch mit Extrakloben zur Befestigung an Normschiene.

**Alle Modelle mit unterer Stativlänge 1,40 m. Optional: Rollen in V2A, Best. Nr. 70044**



Abb. oben:

#### **Mod. SECUR V**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Varitroll Griffbügel

Best. Nr. 60150



Abb. oben:

#### **Mod. SECUR VG**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Gabelhalterung für Infusiomaten
- 1 Varitroll Griffbügel

Best. Nr. 60155



Abb. oben:

#### **Mod. SECUR VEK**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Kombi Normschiene
- 1 Varitroll Griffbügel
- 1 Securpot Elektroleiste 6-fach m. pot. Ausgleichsanschluss

Best. Nr. 60160